

HygiènePRO - gris foncé/charcoal

Art: 576785 | Marque: [HYGIENEPRO](#)



Informations sur le produit

Un coussin en tissu facilement **désinfectable** avec **un grand confort de couchage** ? C'est possible grâce à la couche résistante à l'humidité à l'intérieur et au tissu très doux à l'extérieur.

Tous les liquides et toutes les saletés sont retenus. De cette manière, le coussin peut être désinfecté sans problème à l'aide d'un spray à l'alcool.

Sueur, crème de massage, sang, humidité, ... il suffit de les essuyer avec un papier ou une serviette. Le coussin est **résistant aux taches** !

Spécifications

- dimensions : 42 x 42 cm
- housse + coussin inclus
- laver à 30 degrés
- sécher à l'air libre (éviter le sèche-linge)
- repasser sur l'intérieur du tissu