

Toorx Professional Lat pull down

gymna

Art: 581406 | Marque: **TOORX**



Informations sur le produit

Le Toorx Professional Lat pull down est un appareil de musculation à pinces pour l'entraînement des muscles des bras et du haut du dos. Grâce au **système de levier indépendant et aux poignées rotatives**, l'utilisateur a un contrôle total sur le mouvement et les deux bras sont entraînés séparément. Grâce à son design et à sa facilité d'utilisation, cet appareil est parfait pour une utilisation dans un cabinet de kiné ou dans un cadre de rééducation. Les principaux muscles sollicités sont les mm. Biceps brachii, m. Latissimus dorsi, mm. Rhomboidei, m. Trapèze.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- le **mouvement des bras** est indépendant, avec des poignées tournant librement pour une ergonomie maximale.
- **options de réglage**: rouleaux pour la fixation des jambes - 3 positions.
- **construction robuste**: cadre en tubes d'acier ovales (50 x 100 mm) et ronds (60 mm), d'une épaisseur de 3 mm.
- **double revêtement en poudre** pour résister aux rayures.
- **pile de poids** : poids en acier de 100 kg avec sélecteur de goupilles et cage de protection, par 5 kg.
- **système de poulies**: transmission par câbles en acier tressé de 5 mm d'épaisseur, très solide et durable, capacité de charge maximale jusqu'à 1500 kg.
- **rembourrage confortable**: la chaise est équipée de coussins à haute densité avec un revêtement en PU.
- **normes de sécurité**: conforme à la norme EN20957-1/ EN957-2 classe S.

Assemblage : niveau 1