

Kwell pince à ressort - diam. 50 mm - 2 pcs

gymna

Art: 579132 | Marque: [KWELL](#)



Informations sur le produit

Le **Kwell pince à ressort** est une paire de **ressorts à disque traditionnels en acier chromé** à clipser pour un verrouillage pratique et sûr des disques de poids sur les haltères de 50 mm de diamètre.

Spécifications

- Diamètre : 50 mm
- Compatible avec les haltères olympiques et/ou les haltères avec adaptateurs
- Vendu par paire