

Dynamomètre Digital - Easyforce - Kit d'accessoires ***gymna*** standard

Art: 577466 | Marque: [MELOQ](#)



Informations sur le produit

EasyForce Standaard Accessoires Pack

Het EasyForce Standaard Accessoires Pack bevat zorgvuldig geselecteerde hulpmiddelen die spierkrachttesten zo betrouwbaar en reproduceerbaar mogelijk maken. Deze accessoires zijn specifiek ontworpen om de EasyForce eenvoudig en correct te bevestigen aan verschillende lichaamsdelen.

Met de genummerde lange strap kan telkens dezelfde lengte ingesteld worden, zodat metingen steeds onder identieke omstandigheden uitgevoerd worden. Dit zorgt voor consistente resultaten doorheen het hele revalidatie- of trainingsprogramma.

Dankzij het gebruik van de standaardaccessoires wordt een meetstandaard gecreëerd, wat de **begrijpelijkheid, herhaalbaarheid en validiteit** van de resultaten aanzienlijk versterkt.

Inhoud van het pack:

- 1 pols-/enkelstrap
- 1 handgrip
- 1 lange genummerde strap
- 1 deurbevestiging