

Tabouret - standard - noir

Art: 339131 | Marque:

gymna

99,00 € ~~139,00-€~~

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Un **tabouret pratique pour chaque cabinet**. La possibilité de régler la hauteur permet une assise confortable dans chaque situation.

- assise stable avec le pied à roulettes à cinq bras
- grâce aux roulettes, vous vous déplacez rapidement jusqu'à l'endroit souhaité
- réglable en hauteur : 47 – 62 cm
- poids maximal utilisateur : 100 kg
- facile à nettoyer à l'aide d'une solution savonneuse au pH neutre
- désinfectable à l'aide d'un désinfectant sans alcool
- matériau durable
 - revêtement du coussin : vinyle
- rembourrage du coussin : mousse polyuréthane souple
- piètement : plastique durable
- vérin à gaz en fer

- couleur du coussin : noir.