

# gymna.ONE - Q8, progres prém, chauffant, roulette, ergomax - Ruby Red

Art: 160484RR | Marque: GYMNA

**gymna**

11 454,33 €

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

**CHASSIS : type gymna.One GSP** Le châssis gymna.ONE unique se distingue par ses lignes épurées et innovantes ainsi que l'utilisation de **matériaux naturels et durables, comme l'aluminium coulé et le bois.**

- satisfait à la norme GSP. GSP est l'acronyme de Gymna Stability Profile:
  - structure équilibrée unique qui veille à ce que votre table garantisse **une stabilité et un traitement optimaux dans toutes les conditions.**
  - l'amplitude de mouvements est absolument minimale, même en cas de lourdes manipulations.
- mécanisme des roues : d'un seul mouvement du pied, votre table s'élève sur ses 4 roues pivotantes.
- pieds équipés d'embouts antidérapants, pas de glissement de votre table pendant les manipulations
- capacité de levage maximale : 200 kg.
- réglage de la hauteur : env. 52 - 102 cm

**TYPE DE COUSSINS : densité haute** La densité élevée de ces coussins Luxe est le résultat d'un **double rembourrage spécial**, à savoir un cœur dur de 4 cm et une couche moelleuse par-dessus.

- la surface de couchage totale épouse la **forme du corps** : petite en dessous et au-dessus, large au centre.
- en raison du niveau de résistance supérieur, les coussins sont plus fermes, ce qui induit **moins de perte d'énergie, voire aucune**, lors de lourdes manipulations.
- chauffage de coussins : **3 positions de température** (env. 34, 36 et 38 °C) à activer par le biais d'une commande à distance sans fil dotée d'un minuteur et d'une fixation aimantée.
- les coussins sont recouverts d'un simili cuir en PVC « soft touch » de première qualité :
  - **agréable au toucher et ne colle pas.**
  - retardateur de flammes, résiste au sang et à l'urine, facile à nettoyer
- **finitions de luxe avec une solide assise.**

**ouverture-visage unique et large avec coussin Ergomax**, pour davantage de détente en décubitus ventral. Le coussin Ergomax peut être lavé et est imperméable. NOMBRE DE PLANS : 4 Les 4 plans sont réglables afin que le corps de votre patient soit toujours soutenu de façon optimale. La répartition en 4 surfaces de couchage est anatomiquement optimale. TETIERE COURTE à inclinaison positive et négative à l'aide d'1 vérin pneumatique

- votre patient est allongé en toute décontraction grâce à l'inclinaison.
- surtout indiqué pour des massages, des relaxations, des traitements et/ou des manipulations en décubitus.

DOSSIER réglable à l'aide d'un électromoteur jusqu'à pratiquement la position verticale

- idéal pour traitements en position assise
- votre patient peut rester tout à fait décontracté pendant que vous le placez dans la position adéquate.
- commande à l'aide d'interrupteurs ergonomiques placés sous le coussin

ASSISE également réglable à l'aide d'un électromoteur JAMBIERE : son inclinaison s'adapte automatiquement en fonction du réglage vers le haut ou vers le bas de l'inclinaison de l'assise.