

## blanc

Art: 501162 | Marque: [OMRON](#)



## Informations sur le produit

TENSIOMÈTRE M3 COMFORT : **dispositif de base** pour une mesure automatique, rapide et précise de la pression sanguine ! **Mesures de haute qualité validées cliniquement**. Recommandé par les cardiologues comme **numéro 1 des tensiomètres en Europe pour une utilisation à domicile**. Egalement pour cabinets paramédicaux, maisons de repos, écoles, centres de soins résidentiels, centres de fitness ... **SIGNALE RYTHME CARDIAQUE IRRÉGULIER ET HYPERTENSION ARTÉRIELLE**

- détecte et affiche un symbole lorsqu'un rythme cardiaque irrégulier a été détecté pendant la mesure de la pression artérielle
- indication par LED rouge lors de la détection d'une hypertension artérielle supérieure à la valeur normale

### FACILE À UTILISER

- appliquer le brassard 'Intelli Wrap Cuff' unique d'Omron au moins un doigt au-dessus du coude
- **un seul bouton de commande** : appuyer sur 'START' et votre tensiomètre Omron M3 Comfort commence à mesurer
- la mesure s'arrête automatiquement avec l'affichage de la tension sanguine et le rythme cardiaque

### BRASSARD INTELLIGENT

- **signal** si le brassard n'est pas correctement attaché
- le détecteur de mouvements l'indique s'il y a trop de mouvements pour obtenir une lecture précise de la tension artérielle
- technologie "intellisense" :
  - pompe le brassard préformé toujours à la **pression correcte** (jamais trop fort)
- **mesure précise 360°** quelle que soit la position du brassard autour du bras

## **AUTRES SPÉCIFICATIONS**

- mémoire pour 2 utilisateurs + invité
- stockage de 60 mesures par utilisateur
- compact (l x l x h) : 105 x 152 x 85 mm - 340 g
- livré dans un étui, brassard circonférence 220 à 420 mm et piles comprises

*Répond aux exigences de la Société européenne d'hypertension artérielle.*