

# Clinell Universal lingettes désinfectantes surfaces médicales - sans alcool - recharge tube (100 pc)

**gymna**

Art: 9210195 | Marque: **CLINELL**

9,90 €

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

Les lingettes Clinell Universal sont **sans alcool** et destinées à **la désinfection et le nettoyage de surfaces et matériaux médicaux non invasifs**.

## SPECIFICATIONS

- CONVIENNENT POUR LA DESINFECTION DES COUSSINS DES TABLES GYMNA ET DES TABLES D'EXAMEN BARTHEL'S.
- **Action bactéricide, virucide, fongicide et tuberculocide prouvée: Efficacité contre le SARM, Acinetobacter, les ERV, Klebsiella, Pseudomonas, le bacille de Koch, le norovirus et les virus de l'hépatite B et C, entre autres.**
- Action multiple : Agissent à la fois comme désinfectant et détergent, rendant ainsi superflue l'utilisation de plusieurs sortes de lingettes et de produits de nettoyage.

## AVANTAGES

- Pas de dégâts des surfaces ou du matériel: Idéales pour une utilisation sur des matelas (d'hôpital) et sûres à l'usage sur la plupart des types de caoutchouc, de plastique et de métal.
- Hypoallergéniques et testées dermatologiquement: Après un usage fréquent, les mains ne sont pas rugueuses ni sèches.
- Simples et fiables : pas d'erreurs de dilution car les lingettes pré-dosées délivrent toujours la concentration correcte, ce qui prévient les erreurs possibles lors du mélange de solutions désinfectantes.