

Ruban adhésif double face - 5 cm x 25 m

gymna

Art: 581070



Informations sur le produit

Fixation de la piste de sprint sans collage

Vous ne souhaitez pas coller la piste de sprint ? Pas de souci ! Vous pouvez la fixer facilement avec du ruban adhésif double face.

Pour une fixation solide et stable, il est recommandé d'utiliser une quantité de ruban adhésif couvrant environ la moitié de la surface totale de la piste.

Exemple de calcul:

pour une piste de sprint de 2 x 10 mètres (20m²), vous aurez besoin de 4 rouleaux de ruban adhésif double face de 10 cm x 25 m.

Spécifications

- Longueur : 25m
- Largeur: 5 - 10 ou 15 cm
- Par pièce