

# Flowtron hydroven 3

**gymna**

Art: 330429 | Marque: FLOWTRON HYDROVEN



## Informations sur le produit

Appareil de pressothérapie, portable et léger: pour une utilisation à domicile dans un cabinet médical.

- Cycle court de 3 min (90 sec. compression / 90 sec. décompression).
- Utilisation très simple et sûre.
- Pression réglable de 30 à 100 mmHg.
- Possibilité de raccorder 2 manchons. Les manchons sont gonflés à tour de rôle.
- Possibilité de choisir entre des manchons à chambre à air (H 1) ou à 3 chambres à air (H 3).
- Fonctionnement quasi-silencieux pour ne pas gêner l'utilisateur et l'environnement.

**Attention :** l'appareil est fourni sans manchon. Indiquer les manchons souhaités lors de la commande l'appareil svp.