## Corde triceps pour appareil de tirage - double - 85 **Gymna**



#### cm

Art: 581568 | Marque: TOORX



### Informations sur le produit

#### Corde à triceps pour appareil de traction - double (85 cm)

La corde à triceps à double main de 85 cm est un accessoire essentiel à utiliser sur un appareil de traction. Grâce à la double prise, tu effectues des exercices avec une stabilité et un contrôle accrus, en isolant et en renforçant les triceps, les épaules et les muscles du dos de manière ciblée. La conception solide et durable, en nylon de haute qualité, résiste à une utilisation intensive et convient à une grande variété de câbles et d'appareils de fitness. Que ce soit pour la rééducation ou la musculation, cette corde à triceps offre des options polyvalentes pour améliorer les performances et entraîner efficacement les muscles.

#### Caractéristiques:

- Double poignée pour plus de stabilité pendant les exercices
- Conception solide et durable, adaptée à une utilisation intensive
- Longueur de 85 cm, adaptée à divers appareils à câble
- Idéale pour isoler les triceps, les épaules et les muscles du dos

# **Spécifications**

• Couleur: Noir • Matière : Nylon • Longueur: 85 cm Largeur: 5 cmHauteur: 7 cmPoids: 1,5 kg