

# Manchon hanches Lympha-mat 300Plus - gris

Art: 116228 | Marque: LYMPHAMAT

**gymna**

635,00 €

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT MANCHON

- Voir [Lympha-Mat Digital](#) ou [Lympha-mat 300N](#).

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Fabriqué à l'aide de matériaux de haute qualité qui sont extrêmement durables.
- Facile à nettoyer (possibilité de lavage en machine à condition de respecter les instructions de lavage) et à désinfecter
- 100 % doux pour la peau

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- 6 chambres à air qui se chevauchent pour une compression supplémentaire de la zone du ventre et du bassin.
- Essentiellement utilisé en combinaison avec 2 manchons de jambe.

- Spécialement conçu pour une utilisation **comme 3e manchon avec le Lympa-Mat Gradient 300Plus**.
- Fermeture à velcro qui permet d'ajuster la circonférence de la hanche jusqu'à 150 cm.
- Couleur : gris.
- Peut être élargi de 40 cm grâce à une **extension** (option).