


Piste de sprint uni indoor - non imprimé - gazon

gymna

artificiel tufté - 10 x 2 m - anthracite

Art: 581102



Informations sur le produit

Une qualité solide pour une utilisation intensive - sans lignes, avec un aspect professionnel

La **piste de sprint UNI Indoor** est conçue pour la rééducation fonctionnelle et l'entraînement de la force dans un environnement professionnel. Grâce à sa structure en fibres robustes et à son excellente adhérence, cette piste est parfaitement adaptée aux exercices tels que la poussée de luge, la technique de course, l'entraînement à la stabilisation et l'entraînement à l'explosivité. Le design unicolore sans lignes offre un aspect épuré, calme et polyvalent qui s'adapte à tous les espaces d'entraînement.

Dimensions disponibles

- Largeur : 2 mètres
- Longueurs : 10, 15, 20 ou 30 mètres
- Vous cherchez une piste de sprint personnalisée ?

[Piste de sprint gazon artificiel personnalisée - par m² - sur mesure](#)

Spécifications

- Matériau des fibres : 100% polyéthylène
- Construction : tufté
- Hauteur totale : ± 15 mm
- Hauteur des poils : ± 13 mm
- Poids des poils : $\pm 1\,230$ g/m²
- Poids total : $\pm 2\,310$ g/m²
- Points par m² : $\pm 58\,800$
- Jauge : 3/16"
- Perméabilité à l'eau : pas de drainage (à l'intérieur uniquement)
- Haute résistance aux UV
- Environnement : 100% sans plomb ni cadmium
- Couleurs disponibles : anthracite, rouge, bleu, vert, noir