

Collier Cervical Push care 1 - H8

Art: 216101 | Marque: **PUSH**

gymna

61,00 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Le Collier Cervical Push care soutient efficacement la colonne vertébrale grâce à sa forme anatomique et à l'utilisation d'une mousse semi-rigide. Cela assure le soutien fonctionnel du cou et de la tête entre la mâchoire et la clavicule. Ceci est assuré par une mousse de rigidité adéquate qui ne réduit pas la mobilité. Sa forme anatomique, ses bords arrondis et sa doublure douce gardant la peau sèche assurent le confort du collier cervical. **Technologie Sympress™** Le bandage est fabriqué en Sympress™, un matériel confortable de grande qualité. L'utilisation de microfibres donne une sensation de douceur à l'intérieur et permet à la peau de rester sèche. Le Collier Cervical Push care est facile à appliquer et peut être lavé sans précaution particulière. **INDICATIONS**

- Traitement de suite du coup de fouet cervical
- Blessures aiguës au cou
- Arthrose cervicale mineure

- + Préformé anatomiquement.
- + Matière douce, confortable et qui conserve sa forme.
- + Textile qui évacue l'humidité.
- + Lavable en machine.

- Pour un renforcement supplémentaire, choisissez le collier cervical Push med.