

# Marteau à réflexe Babinsky

***gymna***

Art: 5305449 | Marque: [RIESTER](#)



## Informations sur le produit

Le marteau à réflexe babinsky est réglable dans les deux sens et équipé d'une tête ronde. Le manche est en acier inoxydable pour plus de durabilité et de longévité.

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Réglable dans les deux sens
- Équipé d'une tête ronde
- 140 g
- Acier RSV

### CONTENU

- 1x marteau à réflexe Babinsky