

# Escalier de rééducation droit/angle

**gymna**

Art: 509470



## Informations sur le produit

Escalier de rééducation compact qui peut être placé en ligne droite (pont) ou à angle droit.

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- marche fermée et recouverte d'une peinture antidérapant.
- marches :
  - 1 côté 5 marches - hauteur 13 cm.
  - 1 côté 4 marches - hauteur 15 cm.
- plateforme centrale : 60 x 60 cm.
- appui ergonomique, réglable en hauteur.

L'escalier de rééducation peut être équipé - en option - d'une rampe oblique (art. 509.470).