

Kwell Soft Kettlebell - tissu - 4 kg

gymna

Art: 578970 | Marque: [KWELL](#)



Informations sur le produit

Le Kwell Soft Kettlebell est une alternative originale à l'entraînement conventionnel avec kettlebell.

- grâce aux kettlebells souples, **fabriqués en 'tissu' résistant**, tout le monde peut s'exercer de manière agréable et sûre.
- l'alternative aux kettlebells en fer, indispensable pour les débutants, mais aussi très utile pour l'entraînement des sportifs (de haut niveau).
- matériau de haute qualité, confortable au toucher, beau et durable.
- évite d'endommager les sols, les murs, ...
- disponible en 4 - 6 - 8 et 10 kg.