

Support de massage repliable - gris clair

gymna

Art: 507855.N



Informations sur le produit

Support de massage confortable, pour le traitement de patients en position assise.

- à placer sur le côté de votre table de massage, sans fixations supplémentaires.
- l'hauteur et angle des coussins pour la poitrine et la tête sont réglables, par rapport à la taille du patient.
- rembourrage doux, simili cuir de couleur gris clair.
- cadre en aluminium, léger et facile à nettoyer, couleur gris clair.
- repliable, pour faciliter le rangement et le transport éventuel.