

Pure 2 Improve Haies d'agilité - 20/30 cm - 5 pc

gymna

Art: 575272.N



Informations sur le produit

Haies (5 pc) - 20/30 cm APPLICATION

- rythme.
- coordination.
- vitesse.
- maîtrise du corps.

PROPRIÉTÉS

- couleur : rouge.
- matériau : PVC.
- 5 pièces.
- réglable en hauteur : 20 ou 30 cm en fonction de l'exercice souhaité et des possibilités du patient.
- livré dans un sac de transport.