

Clinell support mural aluminium - blanc

Art: 9064195 | Marque: CLINELL

gymna

49,00 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Support mural universel en métal pour les lingettes de décontamination Clinell.

Conçu comme la solution idéale pour le stockage des paquets de lingettes désinfectantes, il convient également aux boîtes de gants et de masques buccaux.

- Matériau : aluminium
- Couleur : blanc
- Dimensions (l x l x h) : 25 x 10 x 16 cm
- Convient pour :
 - art. 9207195 - Clinell lingettes désinfectantes surfaces médicales - sans alcool - paquet XL (200 pcs)
 - art. 9212195 - Clinell lingettes désinfectantes surfaces médicales - sans alcool - lingettes épaisses (100 pcs)