

modulaires -- 03-030104

Art: AD150778



Informations sur le produit

Curamotion est un système d'exercices prévu pour des grands exercices globaux des membres supérieurs. De ce fait il est très utile pour exercer la force et la mobilité de l'épaule et aussi pour la circulation sanguine en général. Pourvu d'un petit écran LCD qui nous indique le nombre de rotations, la vitesse, le temps et la consommation des calories. La résistance magnétique est réglable. Le mouvement peut se faire dans les 2 sens. Il existe 4 versions : Curamotion Exer 1 : système mural avec fixation au mur.

- réglable en hauteur afin d'exercer en position debout ou assise.
- bras adaptable de 33 à 56 cm
- 95,6 x 44,5 x 45 cm
- poids : 11,5 kg Les variantes type 2,3 et 4 démarrent de l'appareil de base comme le type 1.

Curamotion Exer 2 : système mural avec fixation au mur.

- pourvu de pédales pour des exercices de jambes. Curamotion Exer 3 : système de table.
- pourvu d'une manivelle sur le bras adaptable. Curamotion Exer 4 : système mural avec fixation au mur.
- possibilité de préhension rotative, 2 manivelles sur tige, 2 manivelles sur sangle.