

# Ergofit Cycle 450 - anthracite

**gymna**

Art: 505305 | Marque: **ERGOFIT**



## Informations sur le produit

L'ERGOFIT CYCLE 450 est un **vélo-ergomètre** pour la rééducation, l'entraînement ou l'entraînement sportif cardiovasculaires efficaces **avec programmes de test**.

Vélo très solide et stable pour un usage professionnel.

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **enjambée très large et basse.**
- entraînement selon le rythme cardiaque (via une ceinture Polar avec émetteur fournie ou via les poignées du guidon).
- commande simple à l'aide de 4 touches.
- volant d'inertie massif pour une sensation optimale du coup de pédale.
- portée : **charge de départ faible** : 0 - 400 W par incrément de 5 W.
- régime : 20 - 120 tr/min.
- charge max. : 180 kg.
- transportable, équipé de 2 roulettes.

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- possibilités d'entraînement : manuel ou selon le rythme cardiaque, 5 profils fixes, 12 profils libres.
- **3 programmes de test sous-maximaux.**
- simulation dépendante du régime, 12 vitesses.
- selle réglable horizontalement et verticalement **sans paliers** par **vérin pneumatique**.
- précision 10 %.
- branchement externe RS 232.
- langue à sélectionner sur l'écran.
- classe de sécurité et type d'isolation : classe II.

## Spécifications

- Dimensions (L x l x H): 120 x 60 x 140 cm
- Poids: 49 cm
- Poids de l'utilisateur max.: 180 kg