

Toorx entraîneur en suspension workout pro

gymna

Art: 581615 | Marque: **TOORX**



Informations sur le produit

Cet **entraîneur de suspension fonctionnel** offre une solution intelligente et portable pour un entraînement complet où que tu sois.

- **solution d'entraînement tout-en-un:** renforce tous les groupes musculaires
- **convivial et sûr:** grâce au système de verrouillage sécurisé, vous ajustez la longueur de la ceinture - les sangles sont marquées - facilement et fermement
- **léger et compact:** environ 1 kg, ensemble fourni dans une mallette de transport pratique
- **matériaux durables:** nylon et acier de haute qualité - pour une utilisation intensive
- **l'ensemble complet** se compose de :
 - des sangles en nylon à longueur réglable avec marquage et mousqueton
 - 2 poignées ergonomiques multi-grip - recouvertes de mousse
 - ancre de porte
 - 2 mousquetons
 - sac de transport
- poids max. de l'utilisateur : 150 kg