

# Pantalon compression 24-chambres Lympha-mat - **gymna**

## gris - connecteur gris

Art: 327778 | Marque: [LYMPHAMAT](#)



## Informations sur le produit

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU PANTALON

- Voir [Lympha-mat Digital](#) ou [Lympha-mat 300N](#)

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Fabriqué à l'aide de matériaux de haute qualité qui sont extrêmement durables.
- Facile à nettoyer (possibilité de lavage en machine à condition de respecter les instructions de lavage) et à désinfecter.
- 100 % doux pour la peau.

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Combinaison de 2 manchettes de jambe et d'une manchette de hanche en une seule pièce - pour utilisation avec le [Lympha-mat Digital](#) ou le [Lympha-mat 300N](#) (ou 300Plus).
- 24 chambres à air superposées.
- Avec 2 fermetures éclair.
- Couleur: gris ou noir.

*Le connecteur gris est conçu pour le [Lympha-mat Digital Gradient](#).*

*Le connecteur blanc est conçu pour le [Lympha-mat 300N](#)*

*Les deux connecteurs s'adaptent néanmoins aux deux appareils (et au 300Plus)*