

Toorx Professional Banc olympique - banc à haltères

gymna

Art: 576578 | Marque: [TOORX](#)



Informations sur le produit

Le **banc olympique professionnel Toorx** est un banc d'haltères robuste et réglable conçu pour l'entraînement avec des haltères olympiques. Avec une sécurité et une stabilité accrues, ce banc offre une expérience de remise en forme professionnelle à la maison ou dans un studio.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- **cadre robuste:** cadre en tubes d'acier ovales (100×50 mm, 3 mm d'épaisseur) avec revêtement en poudre époxy durable - extrêmement stable et résistant aux rayures.
- **supports d'haltères:** avec des patins de protection UHMW (poids moléculaire ultra élevé) pour protéger la barre de l'usure.
- **sûr:** plateforme large et stable.
- **rembourrage confortable:** 65 mm d'épaisseur, rembourrage de haute qualité.
- les supports aux **normes olympiques:** sont conçus pour des disques de poids de 50 mm et des haltères robustes ; ils conviennent à un entraînement de musculation sérieux.
- **finition:** double revêtement épais en poudre pour une meilleure résistance aux rayures.

Spécifications

- Dimensions (L x L x H) : 172 x 167 x 120 cm
- Poids: 68 kg
- Poids max. de l'utilisateur : 135 kg
- Poids max (haltère + disques) : 265 kg
- Capacité de charge maximale (poids de l'utilisateur + haltère + poids) : 400 kg