

tiroir

Art: 9005324 | Marque: [HAEBERLE](#)



Informations sur le produit

VARIOCAR 60 est un **chariot à instruments multifonctionnel** avec un châssis tubulaire chromé. Grâce à ses poignées ergonomiques, ce chariot à instruments est **extrêmement efficace** dans son utilisation.

SOLIDE ET EFFICACE

- Cadre robuste avec une structure tubulaire chromée et 2 étagères.
- Le tout est très facile à entretenir, nettoyer et désinfecter.
- Déplacement aisé grâce à 4 roulettes pivotantes.

MODELES

- Livable avec **1 - 2 ou 3 tiroirs**.

DONNEES TECHNIQUES

- Hauteur : 83 cm - largeur : 60 cm - profondeur : 45 cm.
- Couleur : chromé et blanc.