

Art: 577180



Informations sur le produit

Multifunctionele plafondhaak – stevig verankerd trainen in uw praktijkruimte

Zoekt u een betrouwbaar ophangpunt voor uw suspensietrainers, boksak of andere functionele trainingsmaterialen? De **ARTZT vitality multi-haak** is dé oplossing voor een veilige en professionele trainingsopstelling in uw kinepraktijk.

Deze stevige, roestvrijstalen plafond- of muurhaak is ontworpen voor intensief gebruik en biedt maximale flexibiliteit in elke oefenruimte. Dankzij het kruisvormige ontwerp kunt u meerdere toestellen tegelijk bevestigen, zonder in te boeten aan veiligheid of bewegingsvrijheid.

Waarom kiezen voor de ARTZT vitality multi-haak?

- **Multifunctioneel gebruik:** perfect voor suspensietrainers, boksakken, weerstandsbanden, touwen en meer.
- **Extra stevig:** bestand tegen een belasting tot **300 kg** bij correcte montage.
- **Veelzijdige montage:** geschikt voor zowel plafond als muur, ideaal voor elke praktijkruimte.
- **Professionele afwerking:** hoogwaardig roestvrij staal voor een duurzame en hygiënische oplossing.

Technische specificaties

- Diameter bodemplaat: 12,4 cm
- Afstand tussen bodemplaat en ankerkruis: 5,3 cm
- Afstand tussen de gaten: 7,5 cm
- Diameter bevestigingsgaten: 1,2 cm

Installatietips

Voor een veilige montage adviseren wij verankering in beton, cellenbeton, massieve baksteen of kalkzandsteen. Bevestiging in hout is mogelijk, maar vereist speciale schroeven (niet inbegrepen).

Montagemateriaal (pluggen en schroeven) wordt niet meegeleverd.

Tip: Raadpleeg bij twijfel altijd een vakman of specialist om de juiste bevestigingsmaterialen te kiezen, aangepast aan uw muur- of plafondtype.