

Pelvic pack pour Winback

gymna

Art: 580546 | Marque: [WINBACK](#)



Informations sur le produit

Le pack pelvien offre un traitement optimal de la zone périnéale et se compose des éléments suivants :

- 1 poignée mobile TECAR avec connexion RET
- 1 poignée TECAR mobile avec connexion CET
- 1 électrode RET convexe, 25 mm
- 1 électrode CET convexe, 35 mm
- 20 protèges sondes
- 1 L de gel conducteur - intimacy
- formation par la Winback Academy
- kit de communication pour les médecins et les patients