

Leukoplast soft injection - 19 x 40 mm (rouleau 100 **gymna** pcs)

Art: 9374101 | Marque: [BSN](#)



Informations sur le produit

Leukoplast Soft est un pansement respirant prédécoupé pour les **injections**.

Souple et flexible, il se moule au corps.

- adhésion fiable.
- facile à enlever.
- coussinet absorbant qui ne colle pas.
- flexible et adaptable.
- adhésif doux pour la peau et sans latex.

Pansements prédécoupés sur rouleau, 100 pièces.