

# Kwell Médecine Ball - 1 kg

**gymna**

Art: 578921 | Marque: KWELL



## Informations sur le produit

**Le Kwell Medicine Ball est l'équipement d'exercice le plus fonctionnel pour la rééducation et l'entraînement musculaire.**

- revêtement caoutchouté antidérapant pour une meilleure prise en main.
- couleur : bleu clair et gris.
- diamètre : 23 cm.
- disponible en 1 - 2 - 3 - 4 et 5 kg.

Un médecine-ball est le matériel d'exercice le plus fonctionnel pour la rééducation et la musculation.

- Revêtement antidérapant en caoutchouc pour une meilleure adhérence.
- Couleur: bleu clair et gris
- Diamètre: 23 cm
- Disponible en 1, 2, 3, 4, 5 kg