

# BH Magsys - Magcorner

**gymna**

Art: 564720 | Marque: BH



## Informations sur le produit

**BH Magsys est un système modulaire utilisé pour l'entraînement fonctionnel, l'entraînement par suspension, l'entraînement par résistance élastique, le HIIT, le cross-training, l'entraînement individuel ou en groupe, ...**

- 100% adaptable, il vous permet d'utiliser votre espace de manière optimale.
- la structure renforcée - en acier de 33 mm d'épaisseur - peut être fixée au mur ou au sol (selon le modèle).
- chaque modèle (wall, structure de base) est équipé d'un espalier, de crochets et de points de suspension pour les exercices à suspension, les bandes élastiques, les battle ropes, ... mais peut également être complété par des étagères ouvertes et fermées pour le rangement des équipements d'exercice, des landmines, la station dip station et la station step.

### BH MAGSYS - MAGCORNER

**Assemblage en coin de 2 structures de base, à l'arrière et à l'avant attachés l'une à l'autre.**

- 2 espaliers avec 11 échelons chaque.
- 1 pull up bar en saillie.
- 2 points de suspension.
- 4 crochets (en bas) pour des élastiques, des battleropes, ...
- dimensions (larg x h x prof) : 170 x 254 x 170 cm.
- poids : 300 kg.
- à fixer au mur.
- 4 à 5 personnes peuvent s'entraîner en même temps.

Les accessoires tels que les étagères, les landmines, ... sont vendus séparément et ne sont pas inclus.

*Votre délégué se fera un plaisir de vous conseiller dans le choix de la composition des modules BH Magsys qui convient le mieux à votre cabinet ou salle d'exercices.*

