


# Miroir orthopedique modèle mural

**gymna**

Art: 100138



## Informations sur le produit

Un miroir orthopédique est utilisé pour le diagnostic de posture, la correction de posture et la thérapie par le miroir. **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES**

- miroir en verre poli avec division en compartiments
- quadrillage de 5 x 5 cm.
- monté dans un cadre en métal blanc.
- doit être fixé au mur.
- dimensions du miroir : 170 x 100 cm.
- poids : 43 kg.
- conforme à la directive médicale MDR 2017/745.