

Escalier de revalidation droit - demi modèle

gymna

Art: 509465



Informations sur le produit

Escalier de rééducation compact qui peut être placé en ligne droite.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- marche fermée et recouverte d'un revêtement en caoutchouc antidérapant.
- marches :
 - 1 côté 4 marches - hauteur 13 cm.
- plateforme en haut: 60 x 60 cm.
- appui ergonomique, réglable en hauteur.
- dimensions (l x l x h) : 182 x 60 x 70/97 cm

L'escalier de rééducation peut être équipé - en option - d'une rampe oblique art. 509.470).