

Manchon hanches Lympha-mat Digital - gris

gymna

Art: 110184 | Marque: [LYMPHAMAT](#)



Informations sur le produit

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT MANCHON

- Voir [Lympha-mat Digital](#) ou [Lympha-mat 300N](#)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Fabriqué à l'aide de matériaux de haute qualité qui sont extrêmement durables.
- Facile à nettoyer (possibilité de lavage en machine à condition de respecter les instructions de lavage) et à désinfecter
- 100 % doux pour la peau

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- 12 chambres à air qui se chevauchent pour une compression supplémentaire de la zone du ventre et du bassin.
- Essentiellement utilisé en combinaison avec 2 manchons de jambe.
- Fermeture à velcro qui permet d'ajuster la circonférence de la hanche jusqu'à 150 cm.
- Couleur : gris.
- Peut être élargi de 40 cm grâce à une [extension](#) (option).