


AguPunt APS Fascia / Superficial aiguille dry

gymna

needling - 0.16 x 13 mm (100 pcs)

Art: 585571



Informations sur le produit

Les **aiguilles AguPunt APS Fascia / Superficiel** sont spécifiquement conçues et fabriquées pour le dry needling superficiel.

Comme toutes les aiguilles Agupunt APS, elles ont une tige flexible et résiliente, mais elles permettent à la peau de tourner avec la rotation de l'aiguille pour effectuer un traitement dry needling superficiel.