

**Dax Clinical désinfectant mains 75% - recharge**

***gymna***

**distributeur autom. génération 1 - 700 ml**

Art: 9054195 | Marque: [DAX](#)



## Informations sur le produit

DAX Clinical est un **désinfectant pour les mains** composé de trois alcools différents, avec l'éthanol comme ingrédient principal.

- la teneur en alcool est de 75 % en volume.
- DAX Clinical fonctionne rapidement et efficacement et ne colle pas après évaporation.
- L'ajout de glycérine et de caprylyl glycol comme éléments hydratants garantit que la peau conserve son équilibre hydrique naturel et l'empêche de se dessécher.
- Sans parfum et sans colorant.

Recharge pour le distributeur automatique Dax de la 1<sup>ère</sup> génération (art. 9053195). Contenu : 700 ml.