

Terumo thermomètre digitale axillaire

gymna

Art: 2016083 | Marque: [TERUMO](#)



Informations sur le produit

De Terumo digitale axillaire thermometer is een betrouwbare en robuuste thermometer speciaal ontworpen voor metingen in de oksel. Hij schakelt automatisch in en uit wanneer u de thermometer uit de beschermkoker neemt of terugplaatst, wat het gebruik zowel hygiënisch als gebruiksvriendelijk maakt. Met een snel, nauwkeurig digitaal display en een hoorbare pieptoon biedt dit toestel professionele prestaties in thuis- en klinische omgevingen.

- **Automatisch in- en uitschakelen:** schakelt zichzelf aan bij het uitnemen uit de koker en uit bij terugplaatsen voor eenvoudig, intuïtief gebruik.
- **Voorspellende en directe meetmodi:**
 - *Voorspellende modus:* meetresultaat binnen 20 tot 90 seconden via microprocessor.
 - *Real-time modus:* geeft de actuele temperatuur tijdens de meting weer.
- **Hoorbaar signaal bij voltooiing:** duidelijke pieptoon wanneer de meting afgerond is.
- **Robuust en waterdicht ontwerp:** bestand tegen water, schokken en krassen (IPX7-norm).
- **Duurzaam & kwikvrij:** niet-ervangbare lithiumbatterij voor circa 10.000 metingen (± 3 jaar).
- **Nauwkeurigheid tot 0,1 °C:** precieze weergave op een helder digitaal scherm.
- **Water- en alcoholbestendig:** veilig te reinigen met desinfecterende middelen.
- **Compact met beschermkoker:** geleverd met stevige koker voor veilige opslag.