

Sharpsafe container à aiguille - 1 l

gymna

Art: 9251162 | Marque: [SHARPSAFE](#)



Informations sur le produit

Conteneur à déchets pour les matériaux médicaux dangereux (objets tranchants, coupants et perforants) avec valve de sécurité.

Caractéristiques :

- Avec fermeture temporaire et définitive
- Soupape de sécurité anti-coupure contre la perte de contenu et fermeture sûre
- Antichoc et étanche en position verticale
- Système de déconnexion ergonomique
- Les conteneurs sont autoclavables
- Résistant à la perforation (parois épaisses en PP pur)
- Conforme aux directives européennes et aux normes applicables.

Contrôles de sécurité :

- Assemblage : 4 clics audibles - 4 côtés visuellement bien assemblés
- Fermeture provisoire : activation avec 1 doigt - 1 clic audible - vanne visuellement en position provisoirement fermée
- Fermeture finale : activation avec 2 doigts - 3 clics audibles - couvercle visuellement en position finale de fermeture