

MoVeS Kinésiologie tape - 5 cm x 5 m - beige

gymna

Art: AD168748 | Marque: **MOVES**



Informations sur le produit

Le bande de kinésiologie MoVeS est composé de fibres de coton de haute qualité et est utilisé pour le soutien des articulations et des muscles. Cette bande de kinésiologie douce pour la peau est hypoallergénique, sans latex, respirante et hydrofuge. Le côté adhésif de la bande de kinésiologie est en acrylique qui empêche la sueur et l'humidité de pénétrer dans la bande. Ce bande peut être étiré jusqu'à 170% de longueur. **Spécifications :**

- longueur : 5 m
- largeur : 5 cm