Colpac quart - 18 x 15 cm

Art: 114419





Informations sur le produit

Un Cold pack est destiné à une utilisation professionnelle intensive.

- Compresse froide réutilisable, très solide, pratique, hermétique, remplie de gel de silicone.
- Reste souple, afin de pouvoir être totalement façonnée sur la peau et de garantir ainsi un contact optimal avec la peau.
- Vous la maintenez à température d'utilisation dans un congélateur domestique (max. jusqu'à -18 °C).

CONTRE-INDICATIONS FROID

• maladies cardiovasculaires - hypersensibilité au froid - syndrome de Raynaud - les troubles circulatoires artériels - le diabète mellitus.

ATTENTION en cas d'orthostase ou d'hypotension orthostatique.