

# Coban 2,5 cm x 4,5 m (30 pcs)

Art: 9131188 | Marque: 3M

**gymna**

37,00 €

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

COBAN est un **bandage de compression et de fixation cohésif** ou auto-adhésif. Un pansement cohésif est un **pansement qui n'adhère qu'à lui-même** et qui n'adhère ni à la peau, ni aux poils. Il s'agit d'un bandage léger et confortable pour **une pression durable et fiable**.

### MATERIEL

- Polyester non-tissé
- ATTENTION : contient du latex naturel. Réactions allergiques possibles.

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

- Bande **poreuse** qui permet à la peau de continuer à respirer
- **Résistante à l'humidité**. Il est possible de prendre une douche ou un bain

- Ne se desserre pas après application
- Peut être réappliquée
- Reste élastique

## APPLICATIONS ET INDICATIONS

- **Traumatologie** générale et sportive :
  - Immobilisation des articulations (entorses légères).
  - Troubles tendineux et musculaires (entorses, claquages).
- **Phlébologie** :
  - Maladies aiguës des vaisseaux sanguins (œdèmes, ulcères, varices).
  - Immobilisation après une sclérose ou un stripping.
  - Prévention des thromboses / embolies.
- Immobilisation des greffes de peau /des greffes de peau **en cas de brûlures** :
  - Prévention des cicatrices hypertrophiques.
  - Fixation de compresses de gaze et autres pansements primaires.

Sélectionner la largeur, longueur du rouleau 4,5 m.