


Qines Qlick support quadro maxi - 52 x 52 cm

gymna

Art: 577488.N | Marque: [QINES](#)



Informations sur le produit

Le **support de rangement** Qines **Qlick Quadro Maxi** fait partie du **système de rangement Qines Qlick**. Qines est la marque 'maison' de Gymna Belgique.

Qines Qlick est un système de profils muraux révolutionnaire sur lequel vous pouvez ranger tout votre matériel d'exercice. Le système de rangement consiste en un **profil mural de base** (art. 577.485) que vous pouvez fixer à un mur plein et auquel vous pouvez ajouter des supports/des étagères.

Votre matériel d'exercice 'pend' en quelque sorte au mur.

Plus rien ne traîne par terre et personne ne risque de marcher ou de trébucher dessus.

SUPPORT DE RANGEMENT QUADRO MAXI

- 1 profil de base mural de 105 cm = 2 supports Quadro Maxi (d'autres sont possibles).
- le support Quadro Maxi est surtout idéal pour ranger vos ballons de gymnastique Togu
- il suffit de "cliquer" ce(s) support(s) au profil de base.

ÉTAGÈRE QUADRO MAXI

- possibilité de mettre **une tablette en bois** Quadro Maxi (art. 577.487) sur le support Quadro Maxi, qui peut donc être utilisé comme étagère.
- vous pouvez y ranger des essuies, des produits de massage, des crèmes, du petit matériel d'exercice, des coussins, du petit matériel (de massage), des modèles anatomiques, des Airex Balance Pads...

MODULABLE

- tout est livré séparément et par pièce.