

Qines Qlick support multi maxi - 105 x 20 cm

gymna

Art: 577486 | Marque: **QINES**



Informations sur le produit

Le support Qines **Qlick Multi Maxi** fait partie du **système de rangement Qines Qlick**. Qines est la marque 'maison' de Gymna Belgique.

Le système de rangement consiste en un **profil mural de base** (art. 577.485) que vous pouvez fixer à **un mur plein** et auquel vous pouvez ajouter des supports de rangement/des étagères.

Votre matériel d'exercice 'pend' en quelque sorte au mur.

Plus rien ne traîne par terre et personne ne risque de marcher ou de trébucher dessus.

SUPPORT DE RANGEMENT MULTI MAXI

- 1 profil mural de 105 cm = 1 support Multi Maxi.
- le support Multi Maxi est entre autres adapté à vos tapis Airex, sangles, Togu Balanza et vous pouvez y pendre d'autres matériels d'exercices.
- il suffit de 'cliquer' ce support au profil mural.

ÉTAGÈRE MULTI MAXI

- possibilité de mettre une tablette Multi Maxi en bois (art. 577.487) dans le support, qui peut ainsi être utilisé comme étagère.
- pour y ranger des produits de massage, des crèmes, du petit matériel d'exercices, des petits appareils, des modèles anatomiques...

MODULABLE

- tout est livré séparément et par pièce