

Toorx Professional Multipress - dual function

gymna

Art: 581416 | Marque: **TOORX**



Informations sur le produit

Le **Toorx Professional Multipress** offre deux variantes d'exercices dans une seule machine professionnelle : isolation des mm. pectoraux, deltoïdes, trapèzes (shoulder press) et mm. triceps brachii (triceps extension). Cette machine à double fonction est idéale pour les environnements commerciaux tels que le fitness, les cabinets de kinesthésie et les studios de PT. Son encombrement réduit et sa multifonctionnalité rendent cette machine particulièrement adaptée aux espaces restreints.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- **double fonction:** à la fois presse à épaules (verticale et inclinée) et extension des triceps en un seul appareil.
- **options de réglage:** hauteur du siège à 5 niveaux, dossier à 3 positions et transfert de puissance à 6 positions.
- **conception compacte:** peu encombrant et idéal pour les petits espaces.
- **construction robuste:** cadre en tubes d'acier ovales (50 × 100 mm) et ronds (60 mm), d'une épaisseur de 3 mm.
- **double revêtement en poudre épais** pour résister aux rayures.
- **pile de poids:** poids en acier de 100 kg avec sélecteur de goupilles et cage de protection - poids initial de 5 kg.
- **système de poulies:** roulements de qualité supérieure avec câbles en acier recouverts de nylon (Ø 5 mm), capacité de charge jusqu'à 1500 kg.
- **rembourrage confortable:** siège et coussins en mousse haute densité avec revêtement PU.
- **normes de sécurité:** conforme à la norme EN20957-1 / EN957-2 classe S.

Assemblage : niveau 1

Spécifications

- Dimensions (L x L x H) : 136,5 x 136,3 x 160,2 cm
- Poids : 235 kg
- Poids max. de l'utilisateur : 120 kg
- Empilement de poids : 100 kg, poids de départ 5 kg, par 5 kg