

Tensoplast Sport - 3 cm x 2,5 m

gymna

Art: 500250 | Marque: BSN



Informations sur le produit

Enroulement adhésif extensible présentant les caractéristiques suivantes:

- Reste en place pendant longtemps grâce à un pouvoir adhésif très élevé
- fournit une pression et un soutien très forts et fiables
- bords souples qui ne s'effilochent pas
- une ligne jaune centrale indique à quel point la bande chevauche la couche précédente
- Emballé individuellement

Spécifications

- Propriétés (auto-)adhésives élevées, feuille de couverture comme aide pour déterminer la quantité de traction.
- Une élasticité exceptionnelle
- Allongement longitudinal supérieur, ce qui simplifie l'application.
- Perméabilité à l'air élevée car l'adhésif est appliqué en bandes
- Haute compatibilité avec la peau, pour les peaux sensibles