

Ellexo ET unité de contrôle

gymna

Art: 375020 | Marque: GYMNA



Informations sur le produit

L'unité de contrôle Ellexo ET est un **appareil d'électrothérapie autonome** pour la **neuromodulation et la neurostimulation** avec TENS, NMES et microcourants. Cet **appareil d'électrothérapie à 2 canaux** offre tous les modes de courant et des programmes pour la stimulation musculaire et nerveuse. L'appareil est commandé via l'écran tactile couleur intégré.

L'unité de commande est la base à laquelle sont reliés divers autres **modules** :

- **Module ET** : étend l'appareil à une unité d'électrothérapie à 4 canaux
- **Module US** : s' étend à un appareil "combi"
- **Module Vaco** : pour appliquer l'électrothérapie avec des électrodes sous vide
- **Module batterie** : permet d'utiliser l'appareil indépendamment de l'alimentation secteur

Vous décidez de la combinaison que vous faites, maintenant ou plus tard, en fonction de vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- L'**unité de commande alimente** tous les modules thérapeutiques Ellexo connectés.
- **Chaque module** ne peut être ajouté qu'**une seule fois** à la plateforme modulaire
- **32 modes de courant intégrés** pour diverses applications:

- soulagement de la douleur - modulation de l'activité neuronale (TENS)
- stimulation musculaire fonctionnelle (NMES)
- évaluation de l'état des muscles et des nerfs
- Réparation des tissus (microcourant)
- **Écran tactile couleur capacitif**
 - pas de boutons "physiques" pour faire fonctionner l'appareil
 - inclinable et visible sous tous les angles, même en cas de forte luminosité
 - interface utilisateur graphique intuitive qui s'adapte en fonction des modules liés
 - préprogrammation possible : jusqu'à 3 canaux
 - bibliothèque anatomique et vidéos pédagogiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES