

TORK distributeur S1 savon liquide / gel d' alcool désinfectant - 1 l - blanc

gymna

Art: 1808206 | Marque: **TORK**

59,00 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Distributeur TORQ S1 pratique pour **savons liquides, savon bactérien ou gel d'alcool pour désinfecter les mains.**

- pour les recharges TORQ du type S1.
- facile à utiliser, aussi pour **les enfants et les personnes âgées.**
- nettoyage et remplissage commodes : pour vous un gain de temps.
- matériau : matière synthétique.
- couleur combinaison blanc/transparent ou noir/transparent.
- contenu : 1 litre.
- dimensions (h x larg x prof) : 96,6 x 11,2 x 11,4 cm.
- livré sans savon / gel d'alcool.