

Sonde convexe F2-5CE - Vinno 5 - 6

gymna

Art: 568260 | Marque: [VINNO](#)



Informations sur le produit

Transducteur pour échographes Vinno 5 et Vinno 6 - F2-5CE broadband curved array.

- Champ de vision : 59 degrés.
- Faisceau convexe : 60 mm.
- Application : abdomen, gynécologie obstétrique, urologie, pédiatrie.
- Mode B Gamme de fréquences : 2.0 -6.5 MHz.
- Fréquence intermédiaire : 3,2 MHz.
- Dimensions : 72 mm x 27 mm.
- Élément transducteur : 128.
- Doppler à ondes pulsées (waves), Doppler couleur, Doppler puissance, harmonique.
- Réglage multiple de la fréquence d'images dans les modes 2D, harmonique, Doppler couleur et Doppler onde (wave).
- Guide de biopsie réutilisable disponible.