

Toorx Professional Leg extension

gymna

Art: 581410 | Marque: **TOORX**



Informations sur le produit

Le **Toorx professionnel Leg extension** est un appareil de musculation pour l'entraînement isolé des quadriceps. Son design, son encombrement compact et sa facilité d'utilisation font de cet appareil un outil parfait pour les environnements commerciaux tels que le fitness, les cabinets de kinésithérapie et les studios de PT.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- **mouvement isolé:** extension des jambes en position assise
- **options de réglage:** dossier avant-arrière en 8 positions, grand levier en 4 positions et petit levier avec rouleau de pied en 7 positions.
- **conception compacte:** peu encombrant et idéal pour les petits espaces
- **construction robuste:** châssis en tubes ovales (50 × 100 mm) et ronds (60 mm), d'une épaisseur de 3 mm avec double revêtement en poudre
- **pile de poids:** poids en acier de 90 kg avec sélecteur de goupilles et cage de protection - poids initial de 5 kg.
- **système de poulies:** roulements de qualité supérieure avec câbles en acier recouverts de nylon (Ø 5 mm), capacité de charge jusqu'à 1500 kg
- **rembourrage confortable:** mousse haute densité avec rembourrage en PU, forme anatomique
- **Normes de sécurité:** conforme à EN20957-1 / EN957-2 classe S

Montage : niveau 1

Spécifications

- Dimensions (L x L x H) : 139,4 x 108 x 160,2 cm
- Poids : 208 kg
- Poids max. de l'utilisateur : 120 kg
- Pile de poids : 90 kg, poids de départ 5 kg, par 5 kg