

Housse désinfectable Gymna.GO Ergomax - Soft

gymna

Touch HygiènePRO - gris/charcoal

Art: 576797 | Marque: [HYGIENEPRO](#)



Informations sur le produit

Désinfection facile d'une housse en tissu avec **un grand confort de couchage** ?

Cela est possible grâce à la couche résistante à l'humidité à l'intérieur et au tissu très doux à l'extérieur.

Tous les liquides et les saletés sont retenus. Cela permet de désinfecter sans problème la housse avec un spray alcoolisé.

Sueur, crème de massage, sang, humidité, ... vous les essuyez avec un morceau de papier ou une serviette. La couverture est **résistante aux taches**!